



Letölthető klinikai alapértékek checklista

Testhőmérséklet: 38,2-39,1 C°

A Te kutyusod testhőmérséklete: C°

Légzés: <30 / perc

A Te kutyusod légzésszáma:..... / perc

Pulzus: nagytestű kutya:
60-120 /perc; kistestű kutya: 80-120/ perc

A Te kutyusod pulzusa:..... /perc

Nyálkahártya: halvány rózsaszín

A Te kutyusod nyálkahártyája:színű

Kapilláris telítődési idő: <2 sec

A Te kutyusod kapilláris telítődési ideje:sec

